

1005200 - Suprasorb® A verband alginaat 2gr - 5 x 5 cm - 10 st



Beschrijving

Suprasorb® A stimuleert de wondgenezing door het hoge opnamevermogen voor exsudaat. Bij het opnemen van wondexsudaat ontstaat een uitwisseling tussen calciumionen van het wondverband en natriumionen in het wondexsudaat waardoor een gel wordt gevormd. In deze gel worden bacteriën en celdebris ingesloten en ontstaat een vochtig wondmilieu. Naast het stimuleren van de wondgenezing biedt Suprasorb® A bovendien een hoog comfort door een bijzonder zachte structuur en een eenvoudige tamponneerbaarheid.

Specificaties

Merk	Lohmann Rauscher
Product afmetingen	B 5 cm, L 5 cm
Kompres	Nee
Samenstelling	calciumalginaat-vezels
Steriel	Nee
Kleur	Wit
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Doos