

## 1005200 - Suprasorb® A verband alginaat 2gr - 5 x 5 cm - 10 st



### Beschrijving

Suprasorb® A stimuleert de wondgenezing door het hoge opnamevermogen voor exsudaat. Bij het opnemen van wondexsudaat ontstaat een uitwisseling tussen calciumionen van het wondverband en natriumionen in het wondexsudaat waardoor een gel wordt gevormd. In deze gel worden bacteriën en celdebris ingesloten en ontstaat een vochtig wondmilieu. Naast het stimuleren van de wondgenezing biedt Suprasorb® A bovendien een hoog comfort door een bijzonder zachte structuur en een eenvoudige tamponneerbaarheid.

## Specificaties

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                 | Lohmann Rauscher             |
| <b>Samenstelling</b>        | calciumalginaat-vezels       |
| <b>Kompres</b>              | Nee                          |
| <b>sku</b>                  | 1005200                      |
| <b>Steriel</b>              | Nee                          |
| <b>Kleur</b>                | Wit                          |
| <b>Maat</b>                 | 5 cm x 5 m                   |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb |
| <b>Type verpakking</b>      | Doos                         |