

1576094 - Voorhoofdstermometer CareTemp Touch Free - 1 st



Beschrijving

De CareTemp Touch Free thermometer beschikt over een infraroodsensor die de temperatuur afleest in het midden van het voorhoofd zonder dat contact met de huid van de patiënt nodig is, waardoor de patiënt een veilige en comfortabele ervaring heeft en het risico op kruisbesmetting tot een minimum wordt beperkt. Een feedbacksysteem voor de meetafstand zorgt voor een consistente nauwkeurigheid en functies zoals een pulstimer van 60 seconden, een knop voor het oproepen van het geheugen en een knop voor het omzetten van C/F verhogen de productiviteit van het personeel.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
Digitaal	Ja
Infrarood	Ja
Contactloos	Ja
Flexibele tip	Nee
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1576094
Type thermometer	Voorhoofdstermometer
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk