

1551534 - Quo-Test A1C Analyzer System



Beschrijving

De Quo-Test HbA1c Analyser is een volledig geautomatiseerde hemoglobine A1c analyser die gepatenteerde boronaat fluorescentie gebruikt om geglyceerd hemoglobine te meten van een 4 μ l monster genomen uit een vingerprik of veneus volbloed. Resultaten zijn beschikbaar binnen vier minuten en worden gerapporteerd in IFCC en DCCT normen (Mono S & JDS rapportage zijn ook beschikbaar).

Specificaties

Merk	EKF
Type verpakking	Stuk