

## 1552190 - VACOTRON 460



### Beschrijving

De Vacotron 460 is een module voor de Sonopuls 492 en de Endomed 482 waarmee u elektrotherapie toepast met behulp van vacuümelektroden. Dit gaat snel en gemakkelijk en maakt het aanleggen van elektroden zeer eenvoudig.

De Vacotron 460 is een waardevolle aanvulling op de Sonopuls 492 en Endomed 482.

#### Kenmerken

- Aan te sluiten op de elektrotherapie- en combinatieapparaten uit de 4-serie
- Snelle toepassing van vacuümelektroden op plaatsen waar het gebruik van fixatiebanden onmogelijk is
- Continue en intermitterende zuigkracht
- Nauwkeurige instelling van de zuigkracht
- Unieke kabelaansluiting voor snelle toepassing van rubberelektroden

### Specificaties

<b>Merk</b>	Enraf-Nonius
<b>sku</b>	1552190
<b>Type verpakking</b>	Stuk