

1011852 - Lister schaar met zwart handvat - 16 cm - 1 st



Beschrijving

Lister verbandschaar met kunststofhandvat voor doorknippen van weefsels en verbanden. De schaar heeft scherpe, zwart titanium gecoate mesjes die bijzonder goed kunnen doorknippen. Met kunststof handvat en stompe uiteinden.

Specificaties

Merk	Comed
Product afmetingen	L 16 cm
Samenstelling	Roestvrij staal
Kwaliteit instrumenten	Standaard
Punt instrumenten	Stomp - Stomp
Type schaar	Lister verbandschaar
Vorm instrumenten	Recht
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk