

1002335 - Cellona® polsterwatten - 8 cm x 5 m - 1 x 24 st



Beschrijving

Cellona-randpolster wordt gebruikt voor slipvaste applicatie in het randgebied van gips- en castverband op alle plekken met drukrisico. Het **L&R** polster voorkomt daardoor drukplekken en biedt tegelijk aangenaam draagcomfort. Cellona-randposter heeft exact dezelfde eigenschappen als Cellona-polster. Door de over het hele oppervlak aangebrachte, huidvriendelijke lijm is het product zelfklevend.

Specificaties

Merk	Lohmann Rauscher
Product afmetingen	B 8 cm, L 500 cm
Samenstelling	Synthetisch: 50 % polyester, 30 % polypropyleen, 20 % viscose
Kleur	Wit
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk