

## 1009084 - 3M™ Stockinette synthetische jerseykous - 7,5 cm x 22,8 m - 1 st



### Beschrijving

**3M™** synthetische stockinette om de huid te beschermen, of om onder een hars - of gipsverband te dragen. Deze kunststof stockinette is een onderlaag voor alle standaard gipstoepassingen, en geschikt voor gebruik met alle gipsmaterialen. Is waterafstotend, waterdoorlatend en hypoallergeen. De stockinette moet kreukvrij worden uitgerold op een schone, droge huid.

### Specificaties

<b>Merk</b>	3M™
<b>Samenstelling</b>	Synthetische kunstof in polyester
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Maat</b>	7,5 cm x 22,8 m
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk