

1545398 - Sanodor Pro Contact - lemon - 500 ml - 1 st



Beschrijving

Sanodor reiniger voor oppervlakten en textiel. Sanodor pro contact lemon is een krachtige reiniger op basis van natuurlijke plantenextracten en citrus, geselecteerd op de hoge prestaties van de actieve ingrediënten. Geschikt voor alle oppervlakken, bodems, textiel, containerafval... Niet gebruiken op contactoppervlakken van levensmiddelen of op plexiglas. Vernietigt ook ingedrongen geuren.

Specificaties

Merk	Maxam
Geur	Limoen
Inhoud	500 ml
Type verpakking	Stuk