

1017409 - Heidelberg - verlengleiding 30 cm - luer lock - 1 st



Beschrijving

Verlenglijnen, Type Heidelberger en Prolongateur van B. Braun worden gebruikt in alle medische disciplines waar IV-therapie wordt uitgevoerd. Het kan worden gebruikt voor alle patiënten waarvoor infuustherapie is voorgeschreven. Geen geslachts- of leeftijdsgebonden beperkingen. De verlenglijnen met kleine opening kunnen worden gebruikt voor volwassenen, kinderen en pasgeborenen.

IV-therapie wordt uitgevoerd voor:

- Behoud van vochtvolume
- Vervanging van vochtvolume
- Toediening van chemotherapeutische middelen, voedingsondersteuning, antibiotica en andere geneesmiddelen

Specificaties

Merk	Braun
Samenstelling	PVC, zonder DEHP
Latex vrij	Ja
Steriel	Nee
sku	1017409
Maat	30 cm
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk