

1576569 - Gebogen stuur met sterknop fixatie voor Mobilyzer Premium



Beschrijving

Accessoire voor Mobilyzer Premium. Het model Mobilyzer Premium voldoet aan de behoeften van de reguliere patiënt. De Mobilyzer Premium is te vinden op vele afdelingen, zoals cardiologie, orthopedie en chirurgie. De Mobilyzer vergroot de zelfstandigheid van de patiënt. De Mobilyzer biedt de patiënt steun tijdens het staan en lopen, waardoor de patiënt sneller kan revalideren.

De Mobilyzer kenmerkt zich door zijn bijzondere frame en voet. Dankzij de voet met vijf wielen ervaart de patiënt maximale stabiliteit. Het stuur is eenvoudig in hoogte te verstellen, zodat ook kinderen de Mobilyzer kunnen benutten.

Specificaties

Merk	TechniCare
Normeringen	EN 1985 EN 12182
sku	1576569
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk