

## 1523568 - Patronen N2O - 23,5 g - voor CryoPen B - 6 st



### Beschrijving

Een doos van 6 patronen van 23,5 gram N2O geschikt voor de CryoPen B. Eenmaal doorboord zal de druk gedurende vele weken zonder verlies blijven. Opslag bij kamertemperatuur.

### Specificaties

<b>Merk</b>	H&O Equipments
<b>Categorie cryotherapie</b>	Patronen
<b>Compatibel met</b>	CryoPen B
<b>Grammage N2O patronen</b>	23,5 gram (voor 300 sec)
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
<b>Type verpakking</b>	Doos