

## HUN1D920P - Sonicaid D920 Foetale audio doppler – met vaste 2MHz probe



### Beschrijving

De Sonicaid D920 foetale Audio Doppler van Huntleigh heeft een vaste 2 Mhz waterbestendige probe.

De D920 met zijn uiterst gevoelige probe en uitstekende audiokwaliteit, garandeert een eenvoudige en betrouwbare detectie gedurende de zwangerschap.

#### Voordelen:

- Hoge gevoeligheidsprobe voor verbeterd gebruiksgemak
- Waterbestendige probes: overal inzetbaar
- Eenvoudig schoon te maken

#### Kenmerken:

- Led indicatoren voor duidelijke visuele indicatie van status AAN/UIT en batterij
- Gemakkelijke bediening met gecombineerde AAN/UIT/volumeregelingsknop
- Hoogkwalitatieve speakers met analoge ruisreductie
- Audio output via headseat mogelijk
- Geïntegreerde riem-/zakklep
- Hooggevoelige probes, gekalibreerd en verfijnd om uitstekende prestaties te leveren over een breed bereik qua zwangerschapsduur en BMI
- Geïntegreerde probehouder: beschermt de probe wanneer ze niet gebruikt wordt.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Huntleigh
<b>Frequentie sonde</b>	2MHz
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk