

## 1620123 - Verstelbare arMLEuning voor bloedafname - zwart - 1 st



### Beschrijving

De arm- en beensteun op wielen wordt geleverd met een zachte, wasbare pad en een verchroomd frame met 5 poten (2 wielen zijn vergrendelbaar en 3 wielen zijn antistatisch).

De steun is kantelbaar en in hoogte verstelbaar, tussen 680 mm en 880 mm. De steun is kantelbaar en in **hoogte verstelbaar, van 680 mm en 880 mm**. Het heeft optimale hygiënische eigenschappen (schoonmaken met desinfectiedoekjes) en is zeer eenvoudig en snel te monteren dankzij een in- en uitschuifstelsel met slechts één schroefverbinding.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Wesseling
<b>Samenstelling</b>	PU foam, verchroomd staal
<b>sku</b>	1620123
<b>Wielen inbegrepen</b>	Ja
<b>Hoogteverstelbaar</b>	Ja
<b>Aantal delen</b>	1-delig
<b>Armsteunen</b>	Ja
<b>Hoogteverstelling</b>	Hydraulisch
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Max. gewicht volwassene</b>	15 kg
<b>Type verpakking</b>	Stuk