

## 1104621 - Tensoplus® - cohesieve windel - 8 cm x 6,6 m - 1 st



### Beschrijving

Tensoplus is een stevig ondersteunend cohesief verband vervaardigd uit katoen en viscose met een cohesieve lijm. De windel van **BSN** biedt ondersteuning bij acute letsels, helpt oedeem te voorkomen, helpt bij verrekkingen en verstuikingen. Maar ook bij flebologie, tromboflebitis en post-sclerose.

### Specificaties

<b>Merk</b>	BSN
<b>Samenstelling</b>	Katoen, viscose en elastische garens bedekt met een cohesieve emulsie
<b>Zelfklevend</b>	Ja
<b>sku</b>	1104621
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Maat</b>	8 cm x 6,6 m
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk