

## 1543531 - MG 16 mini-massageapparaat rood - LED-licht - 1 st



### Beschrijving

Deze kleine helper zorgt voor een rustgevende massage voor elke gelegenheid. Dankzij het compacte ontwerp past de mini-stimulator in elke handtas. Geeft een zachte vibratiemassage dat ontspannend werkt onderweg, thuis of op kantoor. Ideaal voor rug, nek, armen en benen.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>Product afmetingen</b>	B 9.8 cm, H 9.5 cm, L 9.8 cm
<b>SKU leverancier</b>	64615
<b>Warmtefunctie</b>	Nee
<b>Infraroodwarmte</b>	Nee
<b>Massage programma's</b>	1
<b>Bebat tax</b>	0.06 EUR
<b>Aantal functies</b>	1
<b>Aantal massagekoppen</b>	1
<b>sku</b>	1543531
<b>Voeding</b>	Batterij
<b>Europese Regelgeving</b>	2014/30/EU
<b>Type verpakking</b>	Stuk