

1100912 - Set van 4 herbruikbare specula WA 241 x 400 - 2,4 - 3 - 4 - 5 mm - 1 st



Beschrijving

Deze kunststof otoscoop specula zijn speciaal geschikt voor de Macroview otoscoop en de Pocket otoscoop van Welch Allyn. De set bestaat uit 4 herbruikbare tips met diameters van 2.5, 3, 4 en 5 mm. De **Welch Allyn** otoscoop specula zitten verpakt per 4 stuks in een zakje. Zij zijn reinigbaar in een autoclaaf.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
Compatibel met	Otoscoop WelchAllyn Macroview type WA 23810; Otoscoop WelchAllyn Macroview type WA 23820; Otoscoop WelchAllyn Macroview Basic, Otoscoop WelchAllyn Macroview Plus, Otoscoop WelchAllyn type WA 20000
sku	1100912
Type specula	Herbruikbare specula
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Set