

## 1546378 - Hulppootset opklapbeugel - staal gecoat - wit - 1 st



### Beschrijving

Hulppootset voor opklapbare beugel dat bestaat uit een verstelbare hulppoot, afstandhouder en klemblok. Is traploos in de hoogte verstelbaar, tevens achteraf te plaatsen op opklapbare beugels LI2603.3xx, niet toepasbaar op opklapbare beugel LI2603.350, maximaal belastbaar tot 150 kg.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2614.3001-02
<b>Categorie toiletsteunen</b>	Toebehoren toiletbeugels
<b>Type verpakking</b>	Stuk