

## 1545154 - Washandjes - 15,5 x 23 cm - 28 x 50 st



### Beschrijving

2-laagse gelamineerde non-woven washandjes voor patiëntenzorg gemaakt van airlaid tissue en PE-folie. Airlaid papier is gemaakt van TCP-pulp, de pulp is gebleekt zonder gebruikmaking van chloor of chloorverbindingen.

### Specificaties

<b>Product afmetingen</b>	B 15.5 cm, L 23 cm
<b>Samenstelling</b>	Film: polyethyleen, Airlaid 500 g/m <sup>2</sup> , PE-film: 0,014 mm
<b>Normeringen</b>	ISO 13485: 2016
<b>Maat</b>	15,5 x 23 cm
<b>Wasbaar/Wegwerp</b>	Wegwerp
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Doos