

1575194 - Mobilyzer beugel diam. 30 mm voor pomphouder diam. 30 mm



Beschrijving

Accessoire voor de Mobilyzer infuuspaal. De Mobilyzer heeft een speciaal frame en voetstuk. De basis met vijf wielen geeft de patiënt maximale stabiliteit. De hoogte van het stuur kan eenvoudig worden aangepast, zodat ook kinderen de Mobilyzer kunnen gebruiken.

Specificaties

Merk TechniCare

Type verpakking Stuk