

## 1571873 - kBox4 Active Advanced Plus System



### Beschrijving

Het kBox4 Active Advanced Plus System wordt erkend voor zijn kwaliteit, gebruiksgemak, technologie, ergonomie, evaluatie en wetenschappelijke publicaties. Het Advanced Plus System bevat het kBox 4 Active Platform, de Angle Adjuster, vier vliegwielen, een afdekmat, een heupgordel en een harnas, een kBar, Ankle Cuffs, een voetblok, Elevation Blocks, een extensiegordel en twee versies kGrips. Dit alles wordt geleverd samen met een kit waarmee men de kBox4 aan de vloer kan bevestigen.

### Kenmerken

- Polyvalent trainingsapparaat voor oefeningen van bovenlichaam, de romp en het onderlichaam
- Draagbaar
- Uitzonderlijk gemakkelijk te gebruiken
- Voor individueel thuisgebruik of professioneel gebruik
- 4 grote vliegwielen
- Inertie tot 0,100 kgm<sup>2</sup>
- Compatibel met kMeter II
- Afmeting 76 x 51 cm
- Gewicht: 15 kg

### Specificaties

<b>Merk</b>	Exxentric
<b>Europese Regelgeving</b>	2001/95/EC
<b>Type verpakking</b>	Stuk