

## 1543649 - Gebitspotje met inlegvak voor volledig gebit - wit - 1 st



### Beschrijving

Dit witte potje is geschikt om een volledig kunstgebit, een prothese of een brace veilig op te bergen. Het gebitspotje heeft een uitneembaar zeefje. Het deksel wordt met een halve draai aan het potje bevestigd niet vastgeschroefd en is vaatwasbestendig. Het gebitspotje kan worden geautoclaveerd op 130°C.

### Specificaties

<b>Autoclaveerbaar</b>	Ja
<b>Samenstelling</b>	Polypropyleen
<b>sku</b>	1543649
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Wasbaar/Wegwerp</b>	Afwasbaar
<b>Type verpakking</b>	Stuk