

1104189 - Hypafix® - 10 cm x 10 m - 1 st



Beschrijving

BSN Hypafix® is een sporttape dat vervaardigd is uit non-woven materiaal geschikt voor het fixeren van verbanden. Wordt gebruikt als een beschermende onderlaag voor de huid.

Specificaties

Merk	BSN
Steriel	Nee
Kompres	Nee
Geperforeerd	Nee
Samenstelling	Non-woven gaas
Kleur	Wit
Maat	10 cm x 10 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk