

1558808 - Biosen C-line Clinic Analyzer voor glucose en lactaat - 2 meetkanalen - 1 st



Beschrijving

EKF Biosen C-Line Clinic Analyzer met 2 meetkanalen kan bloed, plasma of serum testen en glucose- en lactaatwaarden tegelijkertijd leveren met een uitstekende precisie (minder dan 2% CV) over een breed meetbereik. Het is speciaal ontwikkeld voor ziekenhuizen en labo's waar vele glucose en lactaat-metingen snel en accuraat nodig zijn. Biosen gebruikt een speciale chip sensortechnologie om snelle metingen te leveren met een hoge nauwkeurigheid tegen lage kosten per test. Door de lange levensduur van de sensorchip heeft het systeem weinig onderhoud nodig. Functies zoals het touchscreen met meertalig menu en het grote geheugen dragen bij aan de gebruiksvriendelijkheid. Alle Biosen analysers worden geleverd met een interface voor aansluiting op ziekenhuis- of labinformatiesystemen (LIS). Biosen kan tot 1000 resultaten van patiënten opslaan en verbonden worden met PC en printer. Een optionele barcodelezer is ook beschikbaar.

Specificaties

Merk	EKF
Europese Regelgeving	IVD 98/79/EC
Type verpakking	Stuk