

## 1540383 - Enfit spuiten - enterale toediening - 2,5 ml - 1 x 100 st



### Beschrijving

Medicina Enfit steriele spuiten zijn geschikt voor de enterale toediening van medicijnen, voeding en spoelingen. De spuit is veilig voor neonatale, pediatrische en volwassenen patiënten. Geschikt voor eenmalig gebruik.

De Enfit spuiten van 1 en 2,5 ml hebben een tip die perfect is voor lage doseringen.

### Specificaties

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Merk</b>                 | Medicina                             |
| <b>Steriel</b>              | Ja                                   |
| <b>Latex vrij</b>           | Ja                                   |
| <b>Samenstelling</b>        | Cilinder, plunjer, stamper: silicone |
| <b>Inhoud</b>               | 2,5 ml                               |
| <b>Kleur</b>                | Paars                                |
| <b>Tip</b>                  | Enfit tip                            |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa         |
| <b>Type verpakking</b>      | Doos                                 |