

1601338 - Fluid Exercise E750 Cycle UBE - zilver brons



Beschrijving

De E750 Cycle UBE (Upper Body Ergometer) is een hoogwaardige machine van commerciële kwaliteit die maximale operationele veelzijdigheid biedt, waaronder ligfietsen en bidirectioneel zittend of staand fietsen met de armen van het bovenlichaam. De E750 is uitgerust met een dubbelwerkende pedaalkouder met voetbanden en ergonomisch ontworpen handgrepen voor gebruik van het bovenlichaam.

De weerstand van de E750 wordt ingesteld via ons gepatenteerd Twin Tank systeem met 10 niveaus van verstelbare weerstand en het toerental wordt door u bepaald. De E750 blijft soepel en consistent in gebruik bij zeer lage RPM en kan de ballistische snelheden van een HIIT training aan. Deze grote variatie in belasting en snelheidsmogelijkheden stelt u in staat effectief te trainen volgens elk trainingsprogramma.

Indien nodig draait de stoel met laag profiel 90 graden om het in- en uitstappen te vergemakkelijken. Deze unieke functie is ideaal voor beginnende fitnessers en revalidanten.

De E750 biedt opties om vrijwel elke spiergroep aan te spreken, richt zich op kracht, bouwt uithoudingsvermogen op, bouwt stabiliteit, flexibiliteit en balans op.

Voordelen

- Weerstandsniveaus: 10
- Monitor type: Bluetooth Monitor
- Monitor functies: tijd, afstand, calorieën, weerstandsniveau, tijd per 500m, hartslag, roeislagen per minuut, watt, power graph
- Gewicht: 111 kg

- Afmetingen: L 133 x B 97 x H 152 cm
- Max gebruikersgewicht: 150 kg

Specificaties

Merk	fluid
sku	1601338
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk