

## 1552257 - Multifrequente behandelkop - klein - voor SONOPULS 190/ 490/ 492



### Beschrijving

Op de Sonopuls 190/ 490/ 492 kunt u zowel de kleine 0,8 cm<sup>2</sup> als de grote 5 cm<sup>2</sup> behandelkop aansluiten, waardoor u snel kunt wisselen tussen de twee koppen.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Enraf-Nonius
<b>sku</b>	1552257
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk