

## 1600590 - Draagbaar Moves trapapparaat - Vouwbaar met LCD Display - 1 st



### Beschrijving

Draagbaar Moves trapapparaat vouwbaar met LCD Display. De Moves pedaaltrainers zijn optimaal voor

- Het herstellen van verminderde spierkracht
- Het verbeteren van de bloedcirculatie
- Het verbeteren van een betere coördinatie voor de benen en armen

Hij kan worden gebruikt op een tafelblad als armtrainer of op de grond voor een beentraining. Een handige weerstandsknop maakt meerdere pedaalweerstand mogelijk voor een progressief trainingsprogramma. Deze Moves Pedal Exerciser is opvouwbaar voor compact transport en opslag. Dit trapapparaat is ook eenvoudig op te zetten.

Belangrijke kenmerken:

- Afmetingen: 49 x 36 x 27 cm
- Gewicht: 2,3 kg
- Multifunctioneel LCD-scherm met uitlezing van scan, tijd, RPM, totaal aantal omwentelingen en calorieën
- Inclusief: pedaalriemen die in 2 posities verstelbaar zijn

## Specificaties

<b>Merk</b>	MVS
<b>sku</b>	1600590
<b>Gewicht</b>	2,3 kg
<b>Type verpakking</b>	Stuk