

**1543491 - HK 63 verwarmingskussen reumatherm met magneet -
100 W - 1 st**



Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 30 cm, L 40 cm
SKU leverancier	27105
Vermogen	100 W
CNK-code	CNK 2844-140
Machine wasbaar	Nee
Ademend	Nee
Snelle verwarming	Ja
Hoes inclusief	Ja
Wasbare hoes	Ja
Beveiligingssysteem	Ja
Temperatuurniveaus	3
Automatische switch-off functie	Ja
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk