

1604101 - Dubbele afzuigklep voor thoracale drainage type Heimlich - 20 st



Beschrijving

Deze afzuigklep van het type Heimlich wordt gebruikt als tweekamerventiel voor thoraxdrainage. Het ventiellichaam bestaat uit flexibel en transparant polyurethaan met een natuurlijke rubberen huls in de vorm van een eendenbek die als terugslagklep fungeert. Dit apparaat wordt rechtstreeks aangesloten op de pleurale of thoraxdrain van de patiënt (volwassenen, kinderen) of indirect met behulp van een connector en een verlengslang voor pasgeborenen en zuigelingen.

Met dit product kan de thoraxdrain zonder risico voor de patiënt worden voortgezet, zelfs tijdens transport, omdat de drain dankzij de terugslagklep niet hoeft te worden afgeklemd. De afzuigklep bestaat uit twee kamers waardoor het mogelijk is om af te zuigen door handmatig druk uit te oefenen op het compartiment dat is gemarkeerd met een pijl (vacuüm ongeveer 150 mbar). Bovendien is de afzuigklep gesteriliseerd met etyhyleenoxide.

Specificaties

Merk	vygon
Samenstelling	Behuizing van het ventiel bestaat uit PU-PVC. Distale en adapter, proximale eindadapter en connector bestaan uit PVC Ventiel in DNR
Steriel	Ja
Type beademing	Invasieve beademing
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
Type verpakking	Doos