

## 1532854 - Digitale bloeddrukmeter BP A2 Basic - geheugen 30 metingen - flexibele manchet met bereik 22-42 cm - bovenarm - 1 st



### Beschrijving

De **Microlife** A2 Basic bloeddrukmeter is ideaal voor thuisgebruik om op een eenvoudige manier nauwkeurig de bloeddruk te meten en slaat 30 bloeddrukwaarden automatisch op in het geheugen. Door de unieke PAD technologie screent de bloeddrukmeter tijdens een meting ook vroegtijdig op mogelijke hartritmestoornissen en dankzij de Gentle+ technologie wordt de manchet niet harder opgepompt dan nodig is tijdens een meting.

#### Voordelen

- PAD-technologie voor detectie van onregelmatige hartslag
- 30 geheugenplaatsen, slaat automatisch 30 bloeddrukmetingen in het geheugen op
- Instelbare tijd en datum
- Geheugen-gemiddelde functie: berekent gemiddelde van het complete geheugen
- Sensor voor bewegingsfout
- Lege batterij melding

## Specificaties

<b>Merk</b>	Microlife
<b>Bebat tax</b>	0.06 EUR
<b>Normeringen</b>	EN ISO 13485:2016
<b>Type bloeddrukmeter</b>	Digitale bloeddrukmeters
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk