

## 1553450 - MOTOmed Letto 2 - been & arm kinderversie



### Beschrijving

MOTOmed® Letto 2 benen en armen voor kinderen

Bewegingstherapie voor bedlegerige patiënten: toepassing in verpleegtehuizen bij patiënten die aan het bed zijn gekluisterd, in de vroege revalidatie of op de afdeling Intensieve zorg, bij coma- en beademingspatiënten en tijdens hemodialyse.

Het apparaat voor bewegingstherapie met de beproefde MOTOmed® functies als ServoTrappen, bewegingsbescherming en spasmevermindering, de symmetrische training, 13 therapieprogramma's afgestemd op het ziektebeeld (bv. na een beroerte of bij MS), therapiedoeleinden (bv. lossen maken of trainen van het uithoudingsvermogen) en toepassingsgebieden (bv. neurologie of orthopedie), het motivatieprogramma MOTOmax en TRAMPOLINmax. Het beschikt ook over een trainingsanalyse van maximaal 20 trainingsgegevens voor een professionele toepassing met hogere eisen.

[Klik hier om de folder te raadplegen](#)

[Klik hier om het overzicht van de verschillende modellen en functies te bekijken](#)

### Specificaties

<b>Merk</b>	MOTOmed
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk