


# 1019114 - PROLENE™ hechtdraad 4/0 - 15 mm - 45 cm - 8634H - 1 st



## Beschrijving

PROLENE™ hechtdraad (geverfd of ongeverfd) is een niet-absorbeerbare, steriele hechtdraad voor chirurgisch gebruik, samengesteld uit een isotactisch kristallijn stereoisomeer van polypropyleen, een synthetische lineaire polyolefine. De geverfde hechtdraad is blauw gepigmenteerd om de zichtbaarheid te vergroten.

### Voordelen

- Monofilament
- Synthetisch

## Specificaties

<b>Merk</b>	Ethicon
<b>SKU leverancier</b>	ETHI8634H
<b>Samenstelling</b>	Polypropyleen
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Resorbeerbaar</b>	Nee
<b>Lengte draad</b>	45 cm
<b>Dikte draad</b>	4/0
<b>Naald lengte</b>	15 mm
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse III
<b>Type verpakking</b>	Stuk