

1559093 - Seca 232 meetlat voor babyweegschaal Seca 334 - 1 st



Beschrijving

Een analoge meetlat om samen te gebruiken met de Seca weegschalen 336i, 333 en Seca 336. De meetwaarden zijn eenvoudig af te lezen met verbeterde kleurmarkeringen, heeft een hoofd -en voetpositiehulp.

Specificaties

Merk	Seca
Telescopisch	Nee
Demonteerbaar	Ja
Connecteerbaar met weegschaal	Ja
sku	1559093
Gradatie meetlat	1 mm
Meetbereik	35 - 80 cm
Type meetlat	Baby meetlat
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk