

## 1103241 - Tork advanced wash cloth folded - 6-laags - 19 x 25 cm - 1600 vellen - 1 st



### Beschrijving

Bied extra zorg voor uw patiënten met de **Tork** Wasdoek Geavanceerd, ideaal voor het wassen van patiënten met water en milde zeep.

- Sterke en zachte wasdoeken voor een hoge efficiëntie

## Specificaties

<b>Merk</b>	Tork
<b>SKU leverancier</b>	747450
<b>Samenstelling</b>	Houtvezels
<b>Normeringen</b>	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001
<b>Ongevouwen breedte</b>	25 cm
<b>sku</b>	1103241
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Lagen</b>	6-laags
<b>Type verpakking</b>	Doos