

1543288 - Cold/Hot Pack Special II - 30 x 40 cm - 1 st



Beschrijving

Kompressen met blauwe, milieuvriendelijke gelvulling voor een passende behandeling bij koude/warmtebehandeling. De duurzame PE/PE-zak blijft flexibel bij temperaturen onder het vriespunt.

Specificaties

Merk	Dahlhausen
Steriel	Nee
Samenstelling	PE, water, verdikkingsmiddel, natrium, carboxymethyl cellulose -E133
Normeringen	ISO 13485:2016
Gebruik hot/cold packs	Herbruikbaar
Maat	30 x 40 cm
Type packs	Cold/hotpack
Type verpakking	Stuk