

## 1509026 - Manuele bloeddrukmeter 767 - tafelmodel - 2 slangen - Flexiport manchet maat 11 - 25-34 cm - 1 st



### Beschrijving

Professionele zeer nauwkeurige manuele bloeddrukmeter tafelmodel van **Welch Allyn** geeft snelle en 100% betrouwbare resultaten. Vrij van latex en kwik. Alternatieve modellen uit dezelfde reeks kunnen als tafelmodel en er is een versie met muurbevestiging. Inclusief, herbruikbare FlexiPort Adult manchet, maat 11.

### Specificaties

<b>Merk</b>	WelchAllyn
<b>Type bloeddrukmeter</b>	Aneroïde bloeddrukmeters
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk