

1549837 - Multifunctionele infrarood thermometer - FT 70 - 1 st



Beschrijving

De Beurer FT70 is een multifunctionele thermometer, hij meet de temperatuur via het oor, voorhoofd en van oppervlakken. Wanneer er een hoge temperatuur wordt gemeten zal er een alarm klinken. De thermometer geeft ook de datum en tijd weer en onthoudt de laatste 10 metingen. De meter heeft een spraakfunctie. Het volume is aanpasbaar en ook is er een mogelijkheid om de spraakfunctie uit te schakelen.

Specificaties

| Merk | Beurer |
|--|------------------------------|
| Digitaal | Ja |
| Infrarood | Ja |
| Koorts alarm | Ja |
| Contactloos | Ja |
| Flexibele tip | Nee |
| Bebat tax | 0.06 EUR |
| Low battery indicatie | Nee |
| Automatische switch-off functie | Ja |
| sku | 1549837 |
| Type thermometer | Multifunctioneel |
| Europese Regelgeving | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa |
| Type verpakking | Stuk |