

## 1105662 - Onderzoekstafel Quest - elektrisch - op wielen - Trendelenburg - zonder bekleding - 1 st



### Beschrijving

Quest elektrische onderzoekstafel is de standaard voor hoogte verstelbare banken dat flexibiliteit toont voor de combinatie met voet -en handbediening. Heeft een zeer stabiele H-basis met robuuste hijsarmen, anti-Trendelenburg en zonder bekleding. Met optie Block 'n Roll geïntegreerde semi-centraal inkalpbare wielen, rugleuning met gasveer. Vervaardigd uit een metalen frame met epoxy afwerking.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Promotal
<b>Wielen inbegrepen</b>	Ja
<b>Hoogteverstelbaar</b>	Ja
<b>Hoogte</b>	46-93 cm
<b>Papierrolhouder inbegrepen</b>	Ja
<b>Normeringen</b>	EN ISO 13485:2016
<b>Samenstelling</b>	Metalen frame met epoxy afwerking
<b>Hefvermogen</b>	200 kg
<b>sku</b>	1105662
<b>Aantal delen</b>	2-delig
<b>Hoogteverstelling</b>	Elektrisch
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk