

1543457 - Thermometer FT 09 - 1 st



Beschrijving

Koortsmeting gemakkelijk gemaakt! De klinische thermometer met contactmetingstechnologie is eenvoudig te gebruiken en waterbestendig. De thermometer geeft de temperatuur weer in C°, bevat geen kwik of glas, schakelt automatisch uit en zend een akoestisch signaal uit wanneer de meting klaar is.

Specificaties

Merk	Beurer
Digitaal	Ja
CNK-code	CNK 2851-061
Infrarood	Nee
Koorts alarm	Nee
Contactloos	Nee
Flexibele tip	Nee
Bebat tax	0.06 EUR
Low battery indicatie	Nee
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1543457
Type thermometer	Okselthermometer Orale thermometer Rectale thermometer
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk