

1611074 - Klinion snelverband - steriel - 12 cm x 12 cm - 10 st



Beschrijving

Het Klinion snelverband is ideaal voor snelle en effectieve bedekking van een bloedende wond. Met name geschikt voor EHBO-gebruik en onmisbaar in de verbanddoos.

Het betreft een gerolde windel gemaakt van samengeperste verbandwatten, omhuld met een nonwoven laag. Aan beide zijden is een licht elastisch hydrofiel windsel bevestigd.

Specificaties

Merk	Klinion
Samenstelling	Geperste verbandwatten in een non-woven laagje
sku	1611074
Steriel	Ja
Zelfklevend	Nee
Maat	12 x 12 cm
Verpakking	Per stuk
Type verpakking	Doos