

## 1601595 - Toilet tilband - Ergolet - M - 275 kg - met lussen - 1 st



### Beschrijving

De **Ergolet Toilet Sling** zorgt voor een goede, rechte houding die het correct positioneren van de gebruiker vergemakkelijkt. De toilet tilband heeft een grote opening rond het onderlichaam, wat het toiletteren en het verwisselen van kleding eenvoudiger maakt.

#### Kenmerken:

- Wordt gebruikt voor transfers van en naar het toilet.
- Geschikt voor gebruikers met een goede controle over het bovenlichaam en het hoofd.
- Voor transfers vanuit een zittende of halfzittende positie.
- De tilband mag in de wasmachine op maximum 85° en in de droger op een lage temperatuur maximum 50°.
- Beschikbaar in diverse maten van XS tem XXL.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Ergolet
<b>sku</b>	1601595
<b>Hoofdsteun</b>	Nee
<b>Bevestiging tilbanden</b>	Lussen
<b>Maat</b>	M
<b>Materiaal</b>	Polyester
<b>Type tilband</b>	Toilettilband
<b>Type verpakking</b>	Stuk