

**1574009 - Dokterstas - 3-vaks fietstas - 38 x 25 x 22 cm - leder -  
bruin - 1 st**



## Beschrijving

Fietstas gemaakt uit Belgisch leder met plantaardige tanning. Met een groot binnenvak met uitneembare vakverdeler verstelbaar door middel van velcro, 1 ritsvak, versterkt laptopcompartiment en 1 voorvak. Met schouderriem. Via het fietssysteem kan je de tas makkelijk op je bagagedrager van je fiets plaatsen, snel op- en afklikbaar. Aan te passen aan de breedte van je bagagedrager.

## Specificaties

<b>Merk</b>	LSP
<b>Product afmetingen</b>	B 22 cm, H 25 cm, L 38 cm
<b>Verstelbare schouderriem</b>	Ja
<b>sku</b>	1574009
<b>Aantal handgrepen</b>	1
<b>Aantal voortassen</b>	0
<b>Aantal zijvakken</b>	0
<b>Categorie</b>	Dokterstas
<b>Materiaal</b>	Leer
<b>Kleur</b>	Bruin
<b>Type verpakking</b>	Stuk