


1573832 - Lange pin voor magneetslot - 50 st



Beschrijving

Perfect geschikt voor de geriatrische omgeving. Snel en gemakkelijk te gebruiken. Maakt het mogelijk om tot 3 banden boven elkaar vast te maken.

Specificaties

Merk	Renol
SKU leverancier	RFK50201
Noodzakelijke opties	Niet van toepassing
Normeringen	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1573832
Breedte riemen	Niet van toepassing
Breedte tailleband	Niet van toepassing
Fixatie categorie	Toebehoren voor riemen
Gebruik fixatiemateriaal	Niet van toepassing
Maat bevestigingsriem	Niet van toepassing
Sluiting	Sloten
Soort bevestiging	Niet van toepassing
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk