

1575196 - Mobilyzer DIN-rail voor pomphouder met diam. 30 mm



Beschrijving

Accessoire voor Mobilyzer infuuspaal. De Mobilyzer kenmerkt zich door zijn bijzondere frame en voet. Dankzij de voet met vijf wielen ervaart de patiënt maximale stabiliteit. Het stuur is eenvoudig in hoogte te verstellen, zodat ook kinderen de Mobilyzer kunnen benutten. DIN niet inbegrepen.

Specificaties

Merk	TechniCare
Normeringen	EN 1985 EN 12182
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk