

1609844 - Fred Easy G2 fully-automatic - Franstalig



Beschrijving

Schiller's Fred Easy G2 volautomatische defibrilator begeleidt hulpverleners bij alle interventies en vult elke noodkit aan.

De volautomatische defibrilator is aangenaam in gebruik om reanimaties uit te voeren en geeft indien nodig een automatische schok. Fred Easy G helpt bij het uitvoeren van cardiopulmonale reanimatie.

Voordelen

- 5" touchscreen
- Reanimatie-assistentie: mentronoom; FreeCPR, LifePoint sensor
- Geïntegreerdeodus: dezelfde elektroden voor volwassenen en kinderen
- Beschikbaar in 3 talen: Nederlands, Frans, Engels
- USB, Wi-fi, bluetooth
- LifeDataNet G2: Visualiseer AED's op kaart, controleer status, voor software-updates op afstand

Specificaties

Merk	Schiller
sku	1609844
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse III
Type verpakking	Stuk