

## 1106729 - Dispenser voor 50 medicatiedeksels - 1 st



### Beschrijving

Met deze praktische dispenser van **WIEGAND** kunnen bekerdeksels hygiënisch en overzichtelijk worden opgeborgen en eenvoudig worden verwijderd. De dispenser bestaat uit een RVS wandbeugel en een plexiglas container. De container heeft een aparte opening met deksel voor het direct verwijderen van individuele deksels.

- Maat: 19,5 x 18,5 x 23,4 cm
- Capaciteit: max. 50 medicatiedeksels

### Specificaties

|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>Merk</b>            | Wiegand |
| <b>Samenstelling</b>   | RVS     |
| <b>Type verpakking</b> | Stuk    |