

## 1611055 - Molift® Assist sling met glijstuk voor Transfer Pro - S/M



### Beschrijving

**Etac's** Veiligheidsband met schuifhoes, om de gebruiker te helpen bij het opstaan.

Middels de sling kan de cliënt ondersteund worden tijdens het opstaan. Het glijstuk voorkomt opstropen van de kleding. De veiligheidsband kan gewassen worden in de wasmachine tot 80\* en mag ook in de droogtrommel tot 80°.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Molift
<b>Compatibel met</b>	Molift Transfer Pro
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk