

## 1106936 - Onderzoekstafel Duolys - elektrisch in hoogte verstelbaar – met inklapbare hielsteunen en wielhefsysteem - 1 st



### Beschrijving

Duolys 3-delige elektrische onderzoekstafel is de meest multifunctionele onderzoeksbank in zijn categorie want hij is in hoogte verstelbaar van 56-96 cm met hielsteunen. Met 5 verschillende posities biedt hij het hoogste comfort waaronder de hoge positie, liggen, gynaecologie, anti-trendelenburg en trendelenburg. De buitenste rugleuning is instelbaar met een dubbel gasveer en heeft een brandwerende en waterdichte bekleding. Bovendien is de tafel compatibel met een patiëntenlift, en heeft het een Block 'n Roll systeem.

## Specificaties

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Merk</b>                       | Promotal                              |
| <b>Product afmetingen</b>         | B 73 cm, L 200.5 cm                   |
| <b>Wielen inbegrepen</b>          | Ja                                    |
| <b>Hoogteverstelbaar</b>          | Ja                                    |
| <b>Hoogte</b>                     | 56-96 cm                              |
| <b>Papierrolhouder inbegrepen</b> | Ja                                    |
| <b>Normeringen</b>                | ISO 13485:2016                        |
| <b>Samenstelling</b>              | Metalen frame met epoxy poedercoating |
| <b>Hefvermogen</b>                | 200 kg                                |
| <b>Aantal delen</b>               | 3-delig                               |
| <b>Hoogteverstelling</b>          | Elektrisch                            |
| <b>Europese Regelgeving</b>       | MDR - 2017/745/EU - Klasse I          |
| <b>Type verpakking</b>            | Stuk                                  |