

1605558 - Exxentric kBox5 Lite Platform - midnight blue



Beschrijving

Dit is de lichtste en meest draagbare van de kBox5 familie. Handig als u vaak reist en toch wil trainen, of als u nood hebt aan mobiliteit in de praktijk. Voor: reizende atleten, fitness, fysiotherapie en revalidatie.

- Verbeterde draagbaarheid
- Voor individueel thuisgebruik
- Trainen met 1-4 flywheels
- Inertie tot 0,200 kgm²
- Compatibel met kMeter
- Gewicht: 9.5 kg
- Kleur: Midnight Blue

Specificaties

| | |
|-----------------------------|------------|
| Merk | Exxentric |
| Europese Regelgeving | 2001/95/EC |
| Type verpakking | Stuk |